

Meest frequente SYMBOLEN op hulpmiddelen en hun verpakking

MD

Medisch hulpmiddel

IVD

Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek

ALGEMENE INFORMATIE



Wettelijke fabrikant



Fabricagedatum



Fabricageland

STERILE

Steriel

EC REP

Gemachtigde in de EU



Importeur



Distributeur



Niet steriel

SN

Serienummer

REF

Catalogusnummer

LOT

Lotnummer

#

Modelnummer

SPECIFIEKE INFORMATIE

UDI

Unieke hulpmiddelenidentificatie (Unique Device Identifier)



Naam van de patiënt (indien van toepassing)



Ziekenhuis of naam van de arts die de patiënt kan informeren

BEWAREN



Breekbaar, voorzichtig behandelen



Buiten het zonlicht bewaren



Droog bewaren



Luchtvochtigheidslimiet



Laagste, hoogste temperatuurlimiet
Temperatuurlimiet



Let op

GOED GEBRUIK



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Website met informatie voor de patiënt



Niet opnieuw steriliseren



Niet opnieuw gebruiken



Uiterste gebruiksdatum



Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is